





Blouse opératoire BARRIER® – Primary

- Matériau léger : mobilité et flexibilité
- Matériau imperméable pour minimiser le risque de passage de liquides
- Coupe en T pour un ajustement parfait
- Blouses disponibles en Performance Standard et en Haute Performance¹


Primary Plus Performance Standard	Numéro de référence	Description	Taille	Longueur	Largeur	Conditionnement
	98001622	BO SP, 2 essuie-mains avec papier crêpe	L	127 cm	150 cm	-/42
	98001623	BO SP, 2 essuie-mains avec papier crêpe	L-L	151 cm	150 cm	-/42
	98001624	BO SP, 2 essuie-mains avec papier crêpe	XL	127 cm	167 cm	-/42
	98001625	BO SP, 2 essuie-mains avec papier crêpe	XL-L	152 cm	166 cm	-/42

BO = blouse opératoire **PS** = Performance Standard

Primary Haute Performance	Numéro de référence	Description	Taille	Longueur	Largeur	Conditionnement
	98000722	BO HP, 2 essuie-mains avec papier crêpe	L	127 cm	150 cm	-/30
	98000723	BO HP, 2 essuie-mains avec papier crêpe	L-L	151 cm	150 cm	-/28
	98000724	BO HP, 2 essuie-mains avec papier crêpe	XL	127 cm	167 cm	-/28
	98000725	BO HP, 2 essuie-mains avec papier crêpe	XL-L	152 cm	166 cm	-/26

BO = blouse opératoire **HP** = Haute Performance

- Renforcements imperméables au niveau des zones critiques pour minimiser le risque de passage des liquides
- Manches soudées aux ultrasons pour une bonne résistance aux liquides
- Couche de confort pour davantage de confort



Matériaux blouse	Corps et manches de la blouse: Non-tissé en fibres de polypropylène. Renforts du plastron: Film plastique polyéthylène, non-tissé de polyester. Renforts des manches: Film plastique polyéthylène, non-tissé de polyester.
Classification du produit	Blouses opératoires de performance standard : European Standard EN 13795:2011 Standard Performance. Blouses opératoires de haute performance: European Standard EN 13795:2011 High Performance. ¹
Conditionnement	Emballées individuellement, livrées dans un système de double emballage.
Environnement	Mölnlycke Health Care s'est depuis longtemps engagée à minimiser l'impact de ses activités sur l'environnement, sans compromettre l'efficacité et la fiabilité de ses produits et services. Les pratiques respectueuses de l'environnement sont des priorités pour nos usines de production et tous nos autres sites, partout dans le monde.

Références

1. Norme européenne EN 13795:2011: champs chirurgicaux, casques et tenues de bloc utilisés comme dispositifs médicaux pour les patients, le personnel médical et les équipements - Exigences générales pour les fabricants, les prestataires et les produits, méthodes d'essai, exigences et niveaux de performance.

Pour plus d'informations: www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, 2600-Berchem. Tél.: 03 286 89 50 - Fax: 03 286 89 52

Mölnlycke Health Care et BARRIER® sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. © 2015. Mölnlycke Health Care AB. [BFSU00111508]

